

## دستورالعمل برای انجام سرویس دوره ای دستگاههای دیالیز فرزیوس

- ۱) سرویس دوره ای در هر مراکز درمانی با فاصله یک ماه انجام شود.  
- تبصره (۱): جابجایی انجام سرویس دوره ای برای یک ماه در یک مرکز تا ۵ روز قابل قبول است در صورتی که تکنسین مربوطه دلایل قانع کننده ای ارائه کند.
- ۲) انجام سرویس دوره ای عبارت است از تست و کالیبراسیون دستگاه براساس چک لیست فرم سرویس دوره ای
- ۳) لازم است هر سه ماه یکبار از دستگاه U med و یا H med برای کالیبراسیون مقادیر دستگاه استفاده شود.
- ۴) هنگام انجام سرویس دوره ای لازم است تعمیرکار مربوطه پشت دستگاه را باز کرده و ضمناً گردگیری نسبت به چک قطعات داخلی نیز اقدام کند.
- ۵) تمیز کردن فیلتر هوای دستگاه از الزامات است.
- ۶) لازم است تعمیرکار مربوطه در صورت نیاز به انجام تعمیر دستگاه نیز اقدام کند.
- ۷) لازم است پس از انجام سرویس دوره ای حداقل به اندازه انجام Rinse (۱۶ دقیقه) در کنار دستگاه بماند و پس از عبور از تست های مربوطه، دستگاه را به سرپرستار یا پرستار بخش تحویل دهد.
- ۸) ورود به بخش های دیالیز پس از ساعات اداری بیمارستان ممنوع است مگر هماهنگی قبلی با سرپرستار بخش انجام شده باشد.
- ۹) برای انجام سرویس دوره ای لازم است روز قبل سرپرستار بخش در جریان قرار گیرد.
- ۱۰) لازم است در هر سرویس دوره ای، در صورتی که دستگاه متوقف با هر قدمتی در بخش دیالیز رؤیت شد در قسمت توضیحات عبارت سرپرستار بخش موافق راه اندازی دستگاه است و یا سرپرستار بخش موافق راه اندازی دستگاه نمی باشد، نوشته و تکلیف دستگاه متوقف روشن شود.
- تبصره (۲): بدیهی است موافقت با راه اندازی دستگاه، مستلزم بررسی دستگاه در همان سرویس دوره ای و تکمیل نمودن فرم تعمیر و درخواست قطعات می باشد.
- تبصره (۳): هر دستگاه متوقف لازم است فرم آخرین درخواست قطعه آن توسط تعمیرکار چک و چرخه پیش فاکتور آن با سرپرستار بخش دیالیز بررسی شود.
- ۱۱) لازم است فرم سرویس دوره ای دستگاه با دقت تکمیل شود و انجام کالیبراسیون با دستگاه U med و یا H med توسط تعمیرکار مربوطه در فرم سرویس دوره مشخص شود.